

中学1年 理科	元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物	名前

ポイント

ガスバーナーと有機物

● 点火と消火

点火の前に、2つのねじが閉まっていることを確かめます。火を消すときは、点火と逆の順に閉めます。

● 炎の色

空気調節ねじで、青色の炎にします。オレンジ色の炎は、空気が足りません。

● 有機物

炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素が出る物質が有機物です。それ以外は無機物です。

1 図は、ガスバーナーです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

ガスバーナーの部分の名前

(1) A

名前

(2) B


名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 ガスバーナーの使い方について、次の問いに答えなさい。

点火の順と炎の調節

(1) 2つのねじが閉まっていることを確かめたあと、ガスバーナーに火をつけます。ア～オの操作を、正しい順に並べなさい。

- ア ガス調節ねじを少しずつ開いて点火し、炎の大きさを決める。
- イ ガスの元栓を開く。
- ウ マッチに火をつけ、筒の口に近づける。
- エ ガス調節ねじを手で押さえ、空気調節ねじだけを回して、炎を青色にする。
- オ コックを開く。

答え

(2) エで、ガス調節ねじを手で押さえるのはなぜですか。「ガスの量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 炎がオレンジ色になりました。炎の状態と、青色の炎にするための空気調節ねじの操作の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 空気が足りない・閉じる
- イ 空気が足りない・開く
- ウ 空気が多すぎる・閉じる
- エ 空気が多すぎる・開く

答え

(4) ガスバーナーの火を消すとき、はじめに行う操作を、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 元栓を閉める。
- イ コックを閉める。
- ウ ガス調節ねじを閉める。
- エ 空気調節ねじを閉める。

答え

