

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

密度のはかり方

月 日

名前

ポイント はかり方のきまり

- **質量** 電子てんびんは水平な台に置きます。容器をのせて0点ボタンで0にしてから、はかる物を入れます。
- **液面** 目の高さを液面に合わせ、いちばん低いところを最小目もりの10分の1まで読みます。
- **体積** 固体の体積は、水にしずめてふえた量で求めます。1mLは 1cm^3 です。

1 図は、電子てんびんを表したものです。次の問いに答えなさい。

電子てんびんの部分の名前と使い方

(1) Aの名前


答え

(2) Bの名前

答え

(3) 表示を0にするボタンCの名前

答え



(4) 正しい使い方を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 水平で安定した台の上に置く。

イ はかれる最大の質量をこえる物を、皿にのせる。

ウ はかる前に、表示が0であることを確かめる。

エ はかる物は、皿に勢いよく落としてのせる。

答え

2 メスシリンダーについて、次の問いに答えなさい。

メスシリンダーの使い方と目通りの読み方

(1) Aは、液体の表面です。この面を何といいますか。

答え

(2) 目の位置と読みとる場所の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 液面より上から見て、いちばん低いところ


イ 液面と同じ高さから見て、いちばん低いところ

ウ 液面と同じ高さから見て、いちばん高いところ


エ 液面より上から見て、いちばん高いところ

答え

(3) 下の図は、別のメスシリンダーの液面です。体積は何mLですか。



答え


(4) 水を30.0mL入れたメスシリンダーに、体積が 12.5cm^3 の金属の球をしずめました。

しずめたあとの液面は、何mLの目もりになりますか。

答え

1 電子てんびんの部分の名前と使い方

考え方 皿にのせた物の質量が、表示部に数字で出ます。0点ボタンの使い方と、置く場所のきまりを、理由といっしょに覚えます。



(1) A

皿

- はかる物をのせる部分です。

(2) B

表示部

- はかった質量が、数字で出る部分です。
- 表示窓ともいいます。

(3) C

0点ボタン

- 容器をのせたあとに押すと、容器の質量を引いて、表示が0になります。

(4) 電子てんびんの使い方

ア、ウ

- アとウは正しい使い方です。かたむいた台やゆれる台では、正しくはられません。
- イとエはまちがいです。こわれるおそれがあるので、物は静かにのせます。

2 メスシリンダーの使い方と目通りの読み方

考え方 液面は、目の高さ、読む場所、最小目通りの10分の1までの3つに気をつけて読みます。1mLは1cm³として計算します。

(1) A

液面

- メスシリンダーの目もりは、液面を目安にして読みます。

(2) 液面の読み方

イ

- 目の高さを液面に合わせ、真横から読みます。上から見ると、目もりがずれて見えます。
- 液面はまん中がへこむので、いちばん低いところの目もりを読みます。

(3) 目通りの読み

23.5mL

- いちばん低いところを、真横から読みます。
- 最小目もりは1mLなので、0.1mLまで読みます。液面は23mLと24mLのまん中で、23.5mLです。

(4) 球をしずめたあとの目もり

42.5mL

- 1mLは1cm³なので、12.5cm³は12.5mLです。
- しずめた物の体積の分だけ、液面が上がります。
 $30.0 + 12.5 = 42.5$

3 水の体積と質量のはかり方

考え方 0点ボタンを使うと、ビーカーの質量を引いた表示になります。表の値を比べて、体積と質量の関係を考えます。

(1) 0点ボタンを押す理由

ビーカーの質量をふくめずに、水だけの質量をはかるため。

- ビーカーをのせて0にすると、表示には、あとから入れた水の質量だけがでます。
- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれてしまいます。

(2) 水の体積と質量の関係

水の体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になる。

- 体積が20.0mL、40.0mL、60.0mLとふえると、表示は19.9g、39.9g、59.8gとふえています。
- 体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になります。「体積が大きいほど、質量も大きい」でも正解です。

(3) 水120.0mLのときの表示

エ

- 水20.0mLのとき、表示は19.9gで、ほぼ20gです。
- 120.0mLは20.0mLの6倍なので、質量も約6倍になります。
 $20 \times 6 = 120$

(4) 0点ボタンを押さないときの表示

72.2g

- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれます。
- 表より、水20.0mLの質量は19.9gです。
 $52.3 + 19.9 = 72.2$

まちがえやすいところ

- 液面を、上から見おろして読まないように、目の高さを液面に合わせて、真横から読みます。
- ちょうど目通りの線に合うときに、30mLと書かないように、10分の1まで読んで30.0mLと書きます。