

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

密度のはかり方

月 日

名前

ポイント はかり方のきまり

- 質量 電子てんびんは水平な台に置きます。容器をのせて0点ボタンで0にしてから、はかる物を入れます。
- 液面 目の高さを液面に合わせ、いちばん低いところを最小目もりの10分の1まで読みます。
- 体積 固体の体積は、水にしずめてふえた量で求めます。1mLは 1cm^3 です。

1 図は、電子てんびんを表したものです。次の問いに答えなさい。

電子てんびんの部分の名前と使い方

(1) Aの名前


答え

(2) Bの名前

答え

(3) 表示を0にするボタンCの名前

答え



(4) 正しい使い方を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 水平で安定した台の上に置く。

イ はかれる最大の質量をこえる物を、皿にのせる。

ウ はかる前に、表示が0であることを確かめる。

エ はかる物は、皿に勢いよく落としてのせる。

答え

2 メスシリンダーについて、次の問いに答えなさい。

メスシリンダーの使い方と目通りの読み方

(1) Aは、液体の表面です。この面を何といいますか。

答え

(2) 目の位置と読みとる場所の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 液面より上から見て、いちばん低いところ


イ 液面と同じ高さから見て、いちばん低いところ

ウ 液面と同じ高さから見て、いちばん高いところ


エ 液面より上から見て、いちばん高いところ

答え

(3) 下の図は、別のメスシリンダーの液面です。体積は何mLですか。



答え

(4) 水を30.0mL入れたメスシリンダーに、体積が 12.5cm^3 の金属の球をしずめました。

しずめたあとの液面は、何mLの目もりになりますか。

答え

