

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物・無機物	名前

ポイント

ガスバーナーと有機物

● 点火の順

ねじが閉まっていることを確かめて、元栓、コックを開き、ガス調節ねじで点火します。

● 炎の色

空気調節ねじで、青色の炎にします。オレンジ色の炎は、空気が足りません。

● 有機物

炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素が出る物質が有機物です。それ以外は無機物です。

1 図は、ガスバーナーです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

ガスバーナーの部分の名前

(1) A

名前

(2) B


名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 ガスバーナーの使い方について、次の問いに答えなさい。

点火の順と炎の調節

(1) ア～オは、ガスバーナーに火をつけるときの操作です。
正しい順に、記号を並べなさい。

ア ガスの元栓を開く。

イ 火をつけたマッチを筒の口に近づけ、ガス調節ねじを
少しずつ開いて点火し、炎の大きさを決める。

ウ 2つのねじが閉まっていることを確かめる。

エ ガス調節ねじを手で押さえ、空気調節ねじだけを回して、炎を
青色にする。

オ コックを開く。

答え

(2) エで、ガス調節ねじを手で押さえるのはなぜですか。「ガスの量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 炎がオレンジ色になりました。炎の状態と、青色の炎にするために空気調節ねじを回す
向きの正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 空気が足りない・閉じる

イ 空気が足りない・開く

ウ 空気が多すぎる・閉じる

エ 空気が多すぎる・開く

答え

(4) ガスバーナーの火を消すとき、はじめに行う操作を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 元栓を閉める。

イ コックを閉める。

ウ ガス調節ねじを閉める。

エ 空気調節ねじを閉める。

答え

